


Анти-Kat2B/Pcaf Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q92831

Артикул: CM0012935



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого KAT2B/PCAF, подходящие для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают KAT2B/PCAF у человека, мыши и крысы. Поддерживают исследования в области эпигенетики и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KAT2B/PCAF кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8850
GeneID	8850
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-86 человеческого KAT2B/PCAF (NP_003875.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92831
Молекулярный вес белка	93кДа
Доставка	Со льдом