

Поликлональное Антитело К Kat5/Tip60 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q92993

Артикул: CM0021805



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого KAT5/Tip60, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ELISA. Детектирует KAT5 человека, мыши и крысы с предсказанной молекулярной массой 59 кДа. Идеально для исследований хроматина и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к KAT5/Tip60
Примечания/Алиасы	TIP; ESA1; PLIP; TIP60; cPLA2; HTATIP; ZC2HC5; HTATIP1; NEDFASB; KAT5/Tip60
Вид	Человек
ID гена	10524
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого KAT5/Tip60 (NP_006379.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92993
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом