

Антитело Против Kat6B (Кролик, Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Wyb5

Артикул: CM0019731



введение

Поликлональное антитело кролика против гистонацетилтрансферазы KAT6B человека. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Полезно для исследований транскрипции и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KAT6B кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	qkf; MORF; MOZ2; GTPTS; MYST4; ZC2HC6B; querkopf; KAT6B
Вид	Человек
ID гена	23522
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого KAT6B (NP_001243398.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WYB5
Молекулярный вес белка	231 кДа
Доставка	Сумка со льдом