


Анти-Kat7 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - O95251

Артикул: CM0027797



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против KAT7 (HBO1/MYST2). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает KAT7 человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, 71 кДа, O95251. Идеально подходит для исследований хроматина и лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KAT7 кроличья pAb
Примечания/Псевдонимы	HBO1; HBOA; MYST2; ZC2HC7; KAT7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11143
ID гена	11143
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, соответствующий аминокислотам 55-193 человеческого KAT7 (NP_008998.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95251
Молекулярный вес белка	71 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент