


Моноклональное Антитело Против Kat8/Myst1/Mof Для If/Icc, Ihc-P, Ифа — Q9H7Z6

Артикул: CM0010259



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на гистон-ацетилтрансферазу KAT8/MYST1/MOF (UniProt Q9H7Z6). Подходит для применения в IF/ICC, IF-P, ИHC-P и ИФА. Обнаруживает белок человека и крысы. Полезно для исследований эпигенетической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KAT8/MYST1/MOF, кроличье мкАнт
Примечания/алиасы	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
Вид	Человек
ID гена (человек)	84148
ID гена	84148
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 350–458 человеческого KAT8/MYST1/MOF (Q9H7Z6).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9H7Z6
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	С ледяным пакетом