

Анти-Kat8/Myst1/Mof Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q9H7Z6

Артикул: CM0022020



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого KAT8/MYST1/MOF для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Нацелены на гистонацетилтрансферазу KAT8, ключевой эпигенетический регулятор ацетилирования H4K16 и структуры хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KAT8/MYST1/MOF кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84148
GeneID	84148
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого KAT8/MYST1/MOF (NP_892003.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H7Z6
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом