

Моноклональное Антитело Против Kat9/Elp3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9H9T3

Артикул: CM0003499



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого KAT9/Elp3 (ELP3), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА и перекрестной реактивности с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на тРНК-ацетилтрансферазную субъединицу комплекса элонгатора, что важно для исследований модификации тРНК и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KAT9/Elp3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	KAT9; KAT9/Elp3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55140
GeneID	55140
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-547 человеческого KAT9/Elp3 (Q9H9T3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H9T3
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом