

Кроличье Поликлональное Антитело Против Katna1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O75449

Артикул: CM0023353



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок KATNA1 (катанин p60 АТФазная субъединица А1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований расщепления микротрубочек и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против KATNA1
Примечания/Альтернативные названия	KATNA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11104
GeneID	11104
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-167 человеческого KATNA1 (NP_001191005.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75449
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом