

Поликлональные Антитела Кролика Против Katnb1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Bva0

Артикул: CM0023752

введение

Поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий KATNB1 (катанин p80), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований рассечения микротрубочек и деления клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KATNB1 кролик pAb
Примечания/синонимы	KAT; LIS6; KATNB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10300
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 человеческого KATNB1 (NP_005877.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9BVA0
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	Хлодопакет