

Анти-Kbtbd3 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Nab2

Артикул: CM0013357

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого KBTBD3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходят для исследований белков домена VTB/kelch.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KBTBD3 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	BKLNД3; KBTBD3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	143879
ID гена	143879
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 520-612 человеческого KBTBD3 (NP_689646.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NAB2
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом