

Поликлональные Антитела Против Kbtbd8 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8Nfy9

Артикул: CM0022229

введение

Аффинно очищенные кроличьи поликлональные антитела против человеческого KBTBD8 (TA-KRP). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным гомологами. Идеально подходит для изучения комплекса Е3 убиквитин лигазы и исследований спецификации нервного гребня.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KBTBD8, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альясы	TAKRP; TA-KRP; KBTBD8
Вид	Человек
GeneID (человек)	84541
GeneID	84541
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 50 по 280 позицию человеческого KBTBD8 (NP_115894.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8Nfy9
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	С ледяным пакетом