

Поликлональные Антитела Против Kcna1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф (Парафин), Ифа - Q09470

Артикул: CM0019243

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого KCNA1 (Kv1.1), подходящие для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции (парафин) и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Участвуют в возбудимости нейронов и гомеостазе магния в почках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNA1 Кролик rAb
Примечания/Псевдонимы	EA1; MK1; АЕМК; HBK1; HUK1; MBK1; RBK1; KV1.1; KCNA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3736
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 426-495 человеческого KCNA1 (NP_000208.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q09470
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом