

Поликлональное Антитело Против Kcna2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P16389

Артикул: CM0026641

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого KCNA2 (Kv1.2, потенциал-зависимый калиевый канал подсемейства А, член 2). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Полезно для исследований ионного транспорта и нейронаук.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNA2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HK4; MK2; HBK5; NGK1; RBK2; DEE32; HUKIV; KV1.2; EIEE32; KCNA2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3737
ID гена	3737
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-165 человеческого KCNA2 (NP_004965.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16389
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом