

Поликлональные Антитела Против Kcna4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P22459

Артикул: CM0024499

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против потенциалзависимого калиевого канала человека KCNA4 (Kv1.4). Подходят для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеальны для исследований ионных каналов и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNA4 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	HK1; HNBK4; PCN2; HPCN2; HUKII; KCNA8; KV1.4; KCNA4L; MCIDDS; KCNA4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3739
ID гена	3739
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P22459
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом