


Кроличья Поликлональная Анти-Kcnab2 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q13303

Артикул: CM0023229



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого KCNAB2 (Kv-бета-2). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Детектирует эндогенный человеческий белок KCNAB2 (~41 кДа). Идеально для исследований в нейронауках и изучения ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против KCNAB2
Примечания/Альтернативные названия	AKR6A5, KCNA2B, HKVbeta2, KV-BETA-2, HKVbeta2.1, HKVbeta2.2, KCNAB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8514
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-40 человеческого KCNAB2 (NP_003627.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q13303
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В пакете со льдом