

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Kcnaб3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 043448

Артикул: CM0015801

введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на бета-3-субъединицу потенциал-зависимого калиевого канала человека (KCNAB3). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с мышинным белком. Подходят для исследований в области нейронауки и изучения ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNAB3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	AKR6A9; KCNA3B; KCNA3.1B; KV-BETA-3; KCNAB3
Вид белка	Человек
GenelD	9196
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 285-404 белка KCNAB3 человека (NP_004723.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	043448
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодовая упаковка