


Поликлональные Антитела Против Kcnd2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Nzv8

Артикул: CM0028268



введение

Кроличьи поликлональные антитела против KCND2, полученные с использованием рекомбинантного белкового антигена (а.о. 501-630). Валидированы для WB и ELISA; обнаруживают человеческий и мышиный KCND2. Полезны для изучения возбудимости нейронов и функции калиевых каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCND2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RK5; KV4.2; KCND2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3751
ID гена	3751
Антиген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 501-630 человеческого KCND2 (NP_036413.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NZV8
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент