


Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Kcne1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P15382

Артикул: CM0017934



введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-KCNE1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ELISA. Подходят для образцов человека и мыши; нацелены на субъединицу сердечного калиевого канала, участвующую в синдроме удлиненного интервала QT. Идеально для исследований ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNE1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ISK; JLNS; LQT5; MinK; JLNS2; LQT2/5; KCNE1
Вид	Человек
GeneID	3753 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого KCNE1 (NP_000210.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P15382
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом