

Поликлональные Антитела Против Kcnh1 Для Wb, Elisa - 095259

Артикул: CM0028629



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого KCNH1/EAG1 (O95259) для WB и ELISA, перекрестно реагирующие с мышью и крысой. Иммуноген охватывает аминокислоты 813-962. Подходят для исследований ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	KCNH1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	EAG; EAG1; ZLS1; hEAG; TMBTS; h-eag; hEAG1; Kv10.1; KCNH1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3756
GeneID	3756
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 813-962 человеческого KCNH1 (NP_002229.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95259
Молекулярный вес белка	111кДа
Доставка	Сумка со льдом