

Поликлональные Антитела К Kcnh6 Для Wb, Elisa - Q9H252

Артикул: CM0021673

введение

Кроличы поликлональные антитела к KCNH6 человека (Kv11.2), потенциал-зависимому калиевому каналу с выпрямлением внутрь. Подходят для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеальны для изучения ионного транспорта и сердечной/нейрональной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNH6 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ERG2; ERG-2; HERG2; Kv11.2; hERG-2; KCNH6
Вид	Человек
GeneID	81033
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-220 KCNH6 человека (NP_110406.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H252
Молекулярная масса белка	110 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом