


Поликлональное Антитело Anti-Kcnp2 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Ns61

Артикул: CM0026233



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок KCNIP2 (KChIP2), валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Идеально для исследования модуляции А-типа калиевых каналов в сердце и мозге.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNIP2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	KCHIP2; KCNIP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	30819
GeneID	30819
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 человеческого KCNIP2 (NP_775284.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NS61
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом