

Антитела Кролика Против Kcnj2 (Поликлональные) Для Wb, IHC-P, Elisa - P63252

Артикул: CM0014251



введение

Поликлональные антитела кролика против KCNJ2, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Распознают калиевый канал с выпрямляющимися свойствами Kir2.1 человека, мыши и крысы. Подходят для исследований в области кардиологии и нейронаук.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика против KCNJ2
Примечания/Псевдоним	IRK1, LQT7, SQT3, ATFB9, HIRK1, KIR2.1, HIRK1, KCNJ2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3759
GeneID	3759
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 318-427 человеческого KCNJ2 (NP_000882.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63252
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	В ледяном пакете