


Поликлональное Антитело Против Kcnj4 Для Wb, Ihc-P, Ифа - P48050

Артикул: CM0016396



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против KCNJ4, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Направлено против KCNJ4, инверсно выпрямляющего калиевого канала (Kir2.3) человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело против KCNJ4
Примечания/Алиасы	HIR; HRK1; IRK3; HIRK2; IRK-3; Kir2.3; KCNJ4
Вид	Человек
ID гена (человек)	3761
ID гена	3761
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50–150 KCNJ4 человека (NP_004972.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48050
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Айс-пак