

Поликлональное Антитело Anti-Kcnj5 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P48544

Артикул: CM0029244

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого KCNJ5 (GIRK4), подходит для Вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Мишень представляет собой G-белок-активируемый входящий выпрямляющий калиевый канал, участвующий в сердечной и эндокринной функции. Идеально для исследований сердечно-сосудистой системы и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNJ5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CIR; GIRK4; KATP1; LQT13; KIR3.4; KCNJ5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3762
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого KCNJ5 (NP_000881.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48544
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом