


Поликлональное Кроличье Антитело Против Kcnk6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Y257

Артикул: CM0019296



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против KCNK6, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований функции калиевых каналов и инфламماسомы NLRP3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNK6 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TOSS; KCNK8; TWIK2; K2p6.1; TWIK-2; KCNK6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9424
Идентификатор гена	9424
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 254–313 человеческого KCNK6 (NP_004814.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y257
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом