


Поликлональное Антитело Anti-Kcnk9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Npc2

Артикул: CM0016569



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против KCNK9 (TASK-3) для Вестерн-блоттинга и ИФА; детектирует образцы человека и мыши с предсказываемым весом 42 кДа; идеально для исследований ионных каналов и нейронаук.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNK9 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	КТЗ.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51305
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 265-374 белка KCNK9 человека (NP_001269463.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NPC2
Молекулярный вес белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом