

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Kcnn3/Sk3 Для Wb, Elisa — Q9Ugi6

Артикул: CM0007501

введение

Высокоспецифичное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий KCNN3/SK3 (KCa2.3), подходит для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с крысой. Расчётная молекулярная масса — 81 кДа, UniProt Q9UGI6.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Моноклональное антитело кролика к KCNN3/SK3
Примечания/синонимы	SK3; ZLS3; hSK3; SKCA3; KCa2.3; KCNN3/SK3
Вид	Человек
Идентификатор гена	3782
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 631-731 человеческого KCNN3/SK3 (NP_002240.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q9UGI6
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом