

Анти-Kcnn4 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - O15554

Артикул: CM0024693



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого KCNN4 (KCa3.1/IKCa1), валидированное для WB и ELISA. Подходит для изучения активируемых кальцием калиевых каналов в исследованиях иммунологии, сосудистой биологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNN4 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	IK; IK1; SK4; DH52; KCA4; hSK4; IKCA1; hKCa4; KCa3.1; hIKCa1; KCNN4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3783
GeneID	3783
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15554
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом