


Анти-Kcncq1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P51787

Артикул: CM0023338



введение

KCNQ1 поликлональные антитела кролика, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на субъединицу калиевого канала Kv7.1, участвующую в возбудимости кардиомиоцитов и ионном транспорте. Идеально подходят для исследований в области кардиологии и неврологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNQ1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	LQT; RWS; WRS; LQT1; SQT2; ATFB1; ATFB3; JLNS1; KCNA8; KCNA9; Kv1.9; Kv7.1; KVLQT1; KCNQ1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3784
ID гена	3784
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-549 человеческого KCNQ1 (NP_861463.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51787
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	Сумка со льдом