


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Kcnq2 Для Wb, Elisa — O43526

Артикул: CM0021846



введение

Поликлональное кроличье антитело к KCNQ2, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Для изучения возбудимости нейронов и М-тока. O43526.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNQ2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	EBN, BFNC, DEE7, EBN1, ENB1, HN5PC, KV7.2, KCNA11, KCNQ2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3785
GeneID	3785
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 466–665 человеческого KCNQ2 (NP_742105.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43526
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом