

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Kcns2 (Kv9.2) Для Wb, If-P, Elisa - Q9ULS6

Артикул: CM0014332

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на KCNS2 (KV9.2) — регуляторную субъединицу калиевого канала с задержанным выпрямлением. Валидировано для WB, IF-P, ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ионных каналов и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNS2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	KV9.2; KCNS2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3788
Идентификатор гена	3788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-187 человеческого KCNS2 (NP_065748.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9ULS6
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Пакет со льдом