

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Kcns3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bq31

Артикул: CM0027487

введение

Кроличье поликлональное антитело исследовательского уровня, нацеленное на KCNS3 (Kv9.3), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Для исследований регуляции ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNS3 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	KV9.3; KCNS3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3790
GeneID	3790
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого KCNS3 (NP_002243.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BQ31
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	В пакете со льдом