


Поликлональные Антитела Против Kctd15 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Si1

Артикул: CM0026591



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого KCTD15. Рекombинантный белковый иммуноген; валидирован для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Обнаруживает полосу ~32 кДа. Полезен для изучения формирования нервного гребня и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCTD15 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KCTD15
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79047
ID гена	79047
Иммуноген	Рекombинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-234 человеческого KCTD15 (NP_076981.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96Si1
Молекулярный вес белка	32kDa
Доставка	В ледяном пакете