


Моноклональное Антитело Против Kctd9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q7L273

Артикул: CM0003595



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок KCTD9 (BTBD27) — адаптер E3 убиквитинлигазы, содержащий BTB/POZ домен. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Идеально для изучения путей деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCTD9 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	BTBD27; KCTD9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54793
ID гена	54793
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого KCTD9 (Q7L273)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7L273
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом