


Кроличья Поликлональная Антитело Против Kdm1 (Lsd1) Для Wb, Ihc-P — O60341

Артикул: CM0024250



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому KDM1 (LSD1), валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	KDM1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
Вид	Человек
ID гена (человек)	23028
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 130-380 человеческого KDM1 (NP_055828.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60341
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	Сумка с льдом