


Моноклональное Антитело Кролика К Kdm1/Lsd1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — O60341

Артикул: CM0006751



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против KDM1/LSD1 человека, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, ИГХ и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы и обезьяны. Идеально подходит для исследований эпигенетики и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM1/LSD1, кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1/LSD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23028
GeneID	23028
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170–275 KDM1/LSD1 человека (NP_055828.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса, обезьяна
SWISS	O60341
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом