


Анти-Kdm2A Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - Q9Y2K7

Артикул: CM0023008



введение

Кроличий поликлональный анти-KDM2A антитело, полученное с использованием синтетического пептида из N-конца человеческого KDM2A. Валидировано для WB и ELISA, перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белками. Нацелено на гистоновую деметилазу, регулирующую хроматин и циркадные ритмы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	KDM2A кроличий pAb
Примечания/Псевдонимы	FBL7; CXXC8; FBL11; FBXL11; JHDM1A; LIL1A; KDM2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	22992
GeneID	22992
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого KDM2A (NP_036440.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y2K7
Молекулярный вес белка	133кДа
Доставка	Ледяной пакет