

Поликлональное Антитело Anti-Kdm2B Для Wb И Elisa — Q8Nhm5

Артикул: CM0019728



введение

KDM2B Rabbit pAb — поликлональное антитело для вестерн-блоттинга и ELISA, направленное против лизин-специфичной деметилазы 2B человека. Идеально подходит для эпигенетических исследований и изучения биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM2B Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B; KDM2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	84678
GeneID	84678
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600–700 KDM2B человека (XP_011537177.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHM5
Молекулярная масса белка	153 кДа
Доставка	Пакет со льдом