

Поликлональные Антитела Против Kdm3A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4C1

Артикул: CM0013304

введение

Эти кроличьи поликлональные антитела обнаруживают человеческий KDM3A (JMJD1A, TSGA), деметилазу гистона H3 Lys-9 массой 147 кДа. Подходят для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Идеальны для исследований хроматина и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM3A кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	TSGA; JMJD1; JHDM2A; JHMD2A; JMJD1A; KDM3A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55818
GeneID	55818
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 975-1283 человеческого KDM3A (NP_060903.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y4C1
Молекулярный вес белка	147 кДа
Доставка	Сумка со льдом