


Поликлональное Антитело Anti-Kdm3B Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q7Lbc6

Артикул: CM0019208



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого KDM3B (лизин-специфическая деметилаза 3B). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Подходит для исследований регуляции хроматина и эпигенетики. Перекрёстно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM3B Rabbit pAb
Примечания/синонимы	5qNCA; DIJOS; NET22; C5orf7; JMJD1B; KDM3B
Вид	Человек
GeneID (человек)	51780
GeneID	51780
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400–600 человеческого KDM3B (NP_057688.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q7LBC6
Молекулярная масса белка	192 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом