

Моноклональное Антитело Против Kdm4A Для Вб, Ифа - 075164

Артикул: CM0008601



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому KDM4A (JMJD2A) – гистоновой деметилазе, играющей важную роль в регуляции хроматина. Валидировано для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с белком человека и мыши. Подходит для исследований эпигенетики и экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM4A кроличье мкАт
Примечания/алиасы	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
Вид	Человек
ID гена (человек)	9682
ID гена	9682
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 550-650 человеческого KDM4A (075164)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	075164
Молекулярная масса белка	121 кДа
Доставка	Холодовой пакет