

Кроличье Поликлональное Антитело Против Kdm4A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - O75164

Артикул: CM0030979



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого KDM4A (JMJD2A), гистоновой деметилазы, которая специфически удаляет метильные метки с H3K9me3 и H3K36me3. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, иммунопреципитации и ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому и мышиному белкам. Подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM4A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	JMJD2, JHDM3A, JMJD2A, TDRD14A
Вид	Человек
GeneID	9682
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 585-815 человеческого KDM4A (NP_055478.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75164
Молекулярная масса белка	121 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом