


Кроличье Моноклональное Антитело Против Kdm4B/Jmjd2B Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip — O94953

Артикул: CM0010302



введение

Кроличье моноклональное антитело против KDM4B/JMJD2B (O94953), валидированное для WB, IF/ICC, IP, ELISA и ChIP у человека, мыши и крысы. KDM4B деметилирует триметилированный лизин 9 гистона H3, участвуя в регуляции хроматина и развитии ЦНС.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM4B/JMJD2B кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	23030
GeneID	23030
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого KDM4B/JMJD2B (O94953).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O94953
Молекулярная масса белка	122 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом