


## Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Kdm4B/Jmjd2B Для Wb - O94953

Артикул: CM0029992



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого KDM4B/JMJD2B, валидированные для WB и ИФА. Подходят для образцов человека и мыши. Идеальны для эпигенетических и неврологических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | KDM4B/JMJD2B Rabbit pAb                                                                                                |
| Примечания/Алиасы         | MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                |
| GeneID (человек)          | 23030                                                                                                                  |
| GeneID                    | 23030                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-365 человеческого KDM4B/JMJD2B (NP_055830.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                |
| Применение                | WB, ИФА                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь                                                                                                          |
| SWISS                     | O94953                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 122 кДа                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                                      |