


## Антикроличья Поликлональная Антитело Против Kdm4C Для Вб, Ифа - Q9H3R0

Артикул: CM0024717



### введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на KDM4C (JMJD2C/GASC1), для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для эпигенетических и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | KDM4C кроличья пА                                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | GASC1; JHDM3C; JMJD2C; TDRD14C; KDM4C                                                                             |
| Вид                                | Человек                                                                                                           |
| ID гена (человек)                  | 23081                                                                                                             |
| ID гена                            | 23081                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 640-830 человеческого KDM4C (NP_055876.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                           |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                              |
| SWISS                              | Q9H3R0                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 120 кДа                                                                                                           |
| Доставка                           | С холодоэлементом                                                                                                 |