

## Поликлональные Антитела Против Kdm5A Для Wb, Ip, Elisa, Chip - P29375

Артикул: CM0029209



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого KDM5A (RBP2/RBBP2), валидированные для WB, IP, ELISA и ChIP. Перекрестная реакция с человеческим и крысиным белками. Нацелены на лизин-специфическую деметилазу 5A, гистоновую деметилазу, участвующую в регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                            |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта         | KDM5A Rabbit pAb                    |
| Примечания/Псевдоним      | RBP2; RBBP2; RBBP-2; KDM5A          |
| Вид                       | Человек                             |
| GeneID                    | 5927                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок KDM5A человека |
| Источник                  | Кролик                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела             |
| Применение                | WB, IP, ELISA, ChIP                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, Крыса                      |
| SWISS                     | P29375                              |
| Молекулярный вес белка    | 192 кДа                             |
| Доставка                  | Сумка со льдом                      |