


Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Kdm5B [Верифицированные По Нокауту] Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q9Ugl1

Артикул: CM0029608



введение

Кроличыи поликлональные антитела против KDM5B, верифицированные по нокауту, для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Распознают человеческий и мышиный KDM5B (лизин-специфическая деметилаза 5B). Идеально подходят для исследований модификации хроматина и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Верифицированные по нокауту] KDM5B кроличьи пАб
Примечания/Алиасы	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A; 5B
Вид	Человек
GeneID (человек)	10765
GeneID	10765
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 784-883 человеческого KDM5B (NP_006609.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UGL1
Молекулярная масса белка	176 кДа
Доставка	Айс-пакет