


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Kdm5C Для Wb И Elisa — P41229

Артикул: CM0013097



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого KDM5C, валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения деметилирования гистонов и регуляции транскрипции. SWISS: P41229.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM5C Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MRXJ; SMCX; MRX13; MRXSJ; XE169; MRXSJ; JARID1C; DXS1272E; KDM5C
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8242
Идентификатор гена	8242
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот с 1400-й по С-концевую аминокислоту человеческого KDM5C (XP_011529128.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P41229
Молекулярная масса белка	176 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом