


Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Kdm6A (Utx) [Валидировано По Kd] Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — O15550

Артикул: CM0005411



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против KDM6A, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на препаратах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Распознает эндогенный KDM6A человека, мыши и крысы. Обеспечивает надежное детектирование лизин-специфической деметилазы 6A (UTX) для эпигенетических и разработческих исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по KD] Моноклональное кроличье антитело к KDM6A
Примечания/Синонимы	UTX; KABUK2; bA386N14.2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7403
GeneID	7403
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 611-710 KDM6A человека (NP_066963.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15550
Молекулярная масса белка	154 кДа
Доставка	Холодовой пакет