


Поликлональное Антитело К Kdm7A Для Ihc-P И Elisa - Q6Zmt4

Артикул: CM0019132



введение

Кроличье поликлональное антитело KDM7A, валидированное для IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Молекулярная масса 106 кДа. Подходит для изучения деметилирования гистонов и регуляции хроматина в нейроразвитии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM7A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	JHDM1D; KDM7A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80853
GeneID	80853
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 840-941 человеческого KDM7A (NP_085150.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6ZMT4
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом